

ALBUMINOCOL

Gebrauchsfertige Gelatine

KLÄRT DIE WEINE UND VERLEIHT IHNEN EINEN WEICHEN CHARAKTER

EIGENSCHAFTEN

- ◆ **ALBUMINOCOL** ist eine konzentrierte Lösung von Hautgelatine, die im Autoklav behandelt und stabilisiert worden ist.
Sein Hydrolysegrad und seine Dichte der Oberflächenladung werden einer gewissenhaften Kontrolle unterzogen.
Eine nicht hydrolysierte Gelatine ist sehr schwierig im Gebrauch, während eine zu stark abgebaute Gelatine nicht zu einer befriedigenden Klärung führt und das Risiko einer Überschönung mit sich bringt.
- ◆ **ALBUMINOCOL** ist eine Gelatine in Form einer konzentrierten Lösung, die 250g/L aktive Gelatine enthält.
- ◆ **ALBUMINOCOL** ist die Gelatine für herbe und harte Rotweine.
- ◆ **ALBUMINOCOL** ermöglicht eine schnelle Klärung. Durch gewissenhafte Kontrolle seines Hydrolysegrads und das Anpassen der Dichte der Oberflächenladung wird das Überschönungsrisiko ausgeschaltet.
- ◆ **ALBUMINOCOL** führt durch Ausfällen der harten und adstringierenden Tannine und der Beseitigung der Bitterstoffe, die häufig in roten Pressweinen anzutreffen sind, zu einer Geschmacksverbesserung.

DOSIERUNG

- ◆ 2 cL/hL bis 8 cL/hL
d.h. 1 Liter für 12,5 hL bis 50 hL

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ◆ **ALBUMINOCOL** während eines Umpumpvorgangs zugeben.
- ◆ **ALBUMINOCOL** kann ebenfalls mit Hilfe einer Dosierungspumpe oder eines Zuführhahns (DOSACOL) zugegeben werden.

VERPACKUNG

- ◆ Flasche 1 L - Karton 15 x 1 L
- ◆ Kanister 10 L und 20 L
- ◆ Tank 1000 L

LAGERUNG

- ◆ Ganze Originalverpackung, nicht geöffnet, in einwandfreiem Zustand, lichtgeschützt, an einem trockenen, geruchs- und frostfreien Ort lagern.
- ◆ Nach Öffnung der Verpackung schnell aufbrauchen.

Die oben gegebenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.
Sie werden unverbindlich zur Verfügung gestellt und ohne Garantie gegeben, sofern die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Sie entbinden den Benutzer nicht von der Beachtung der Gesetze und der bestehenden Sicherheitsbestimmungen.