

COLLE BDX

Gebrauchsfertige Gelatine

KLÄRT UND VERLEIHT DEN ROTWEINEN EINEN WEICHEN CHARAKTER

EIGENSCHAFTEN

- ◆ **COLLE BDX** ist eine konzentrierte Lösung aus Schweinehautgelatine, die im Autoklav behandelt und stabilisiert wurde. Die Konzentration beträgt 250g/l.
- ◆ Der Hydrolysegrad und die Dichte der Oberflächenladung von **COLLE BDX** unterliegen einer strengen Kontrolle. Diese Parameter werden festgelegt, um eine Klärung und eine Wirkung auf die Tannine von Jungweinen und von Pressweinen mit ausgeprägter Struktur zu erhalten.
- ◆ **COLLE BDX** ist die Gelatine für harte Rotweine wie Pressweine.
- ◆ **COLLE BDX** ermöglicht eine schnelle Klärung. Dank der strengen Kontrolle des Hydrolysegrads und der Anpassung der Oberflächenladung von **COLLE BDX** wird das Überschönungsrisiko ausgeschaltet.
- ◆ **COLLE BDX** sorgt für eine **geschmackliche Verbesserung** durch Ausfällen der harten und adstringierenden Tannine und durch die Beseitigung der Bitterstoffe.

EINZUSETZENDE DOSIS

- ◆ 2 cl/hl bis 4 cl/hl
d.h. 1 Liter auf 12,5 hl bis 50 hl

GEBRAUCHSANWEISUNG

- ◆ **COLLE BDX** bei einem Umpumpvorgang mithilfe einer Dosierungspumpe oder eines Zuführhahns (DOSACOL) zusetzen.

VERPACKUNG

- ◆ Kanister 5 l - Karton 4 X 5 l
- ◆ Kanister 20 l

LAGERUNG

- ◆ Ganze Verpackung, originalverschweißt, lichtgeschützt an einem trockenen und geruchsfreien Ort lagern. Frost vermeiden!
Nach Öffnung der Verpackung schnell aufbrauchen.

Die oben angegebenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand.
Sie werden unverbindlich zur Verfügung gestellt und ohne Garantie gegeben, sofern die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Sie entbinden den Benutzer nicht von der Beachtung der Gesetze und der bestehenden Sicherheitsbestimmungen.
Diese Unterlagen sind Eigentum von SOFRALAB und dürfen ohne seine Zustimmung nicht geändert werden.